




6 Schritte-Anleitung zum Antigen-Selbsttest

Joysbio Biotechnology SARS-CoV-2 Antigentest




Tupfer **ca. 2,5 cm** in ein Nasenloch einführen
Das Stäbchen **5 Mal drehen**, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

Deckel einer Testflüssigkeit abschrauben
Gesamte Flüssigkeit in das Röhrchen einfüllen
Das Stäbchen einführen und **20 Sekunden** umrühren




Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
Tropferspitze aufsetzen
Röhrchen wirbeln und schütteln




Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
3 Tropfen aus dem Röhrchen auf die Testkassette tropfen

Wichtig: Die Testkassette reagiert nach dem Auftropfen der Testflüssigkeit sensibel auf Bewegung. Um das Testergebnis nicht zu verfälschen, darf sie daher nicht gedreht, geschüttelt oder bspw. von einem Raum in den anderen getragen werden.



15 Minuten warten
Das Ergebnis ablesen

Ergebnisinterpretation



POSITIV? → 1450 anrufen!

NEGATIV? Weiterhin gesund bleiben!

Disclaimer: Diese Anleitung dient einer übersichtlichen und leicht verständlichen Darstellung der Testabläufe bei einer Eigenanwendung von anterio-nasalen COVID-19-Antigen-Schnelltests. Bitte beachten Sie, dass die Durchführung von COVID-19-Antigen-Schnelltests immer entsprechend der Gebrauchsinformation des jeweiligen Herstellers oder Inverkehrbringers zu erfolgen hat. Lesen Sie daher bitte vor Verwendung eines COVID-19-Antigen-Schnelltests die beiliegende Gebrauchsinformation genau durch und befolgen Sie die darin vorgegebene Anleitung! Die Österreichische Apothekerkammer übernimmt keine Haftung für Schäden jedweder Art, die durch die Verwendung der Inhalte dieser Anleitung entstehen können.

